



TABELLE DOTAZIONI


| GRUPPO | N° | 1 - MEDICINALI | | | | | | | | ANNOTAZIONI | CONSERVAZIONE |
|----------------------------|----|--|--------------------|---|-------|-------|-------|-------|---|--------------|---------------|
| | | ARTICOLO/MOLECOLA CODICE ATC | FORMA FARMACEUTICA | ISTRUZIONI PER IL FARMACISTA E IL BORDO | TAB A | TAB B | TAB C | TAB D | | | |
| ANALGESICI STUPEFACENTI | 1 | MORFINA CLORIDRATO N02AA01 | fiale 1ml 10 mg | REGISTRO STUPEFACENTI | 0 | 0 | 10 | 0 | Sempre e solo dietro consiglio medico dato in chiaro. Eccezionalmente 1 fiala im senza consiglio del medico in caso di violento dolore retrosternale che non passa dopo la somministrazione do 2 cpr di trinitrina | STUPEFACENTE | |
| | 2 | TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02 | fiale 1 ml 30 mg | | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 fiala in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, traumi cranici, cefalee | | |
| | 3 | TRAMADOLO (o farmaco equivalente) N02AX02 | cpr 50 mg | | 0 | 20 | 40 | 0 | 1 compressa in caso di urgenza quando l'origine del dolore è chiara (fratture, ustioni ecc.). Da non somministrare senza consiglio medico in caso di dolori addominali, | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|-----------------------------|---|----|----|----|----|--|---|
| | | | | | | | | | | traumi cranici, cefalee | |
| ANTIDOTI PER STUPEFACENTI OPIACEI | 4 | | NALOXONE V03AB15 | fiale 0,4 mg | EMERGENZA | 3 | 3 | 12 | 0 | Solo per Navi passeggeri. Antidoto degli effetti degli analgesici stupefacenti. 1 fiala ev o im eventualmente da ripetere dopo 15 minuti | |
| ANTIDOTI DA DIGITALE E ALTRI ANTIDOTI | 5 | | ATROPINA S01FA01 | fiale 0,5 mg | | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
| | 6 | | CARBONE VEGETALE ATTIVATO | flacone 50 g | | 0 | 1 | 2 | 0 | | Dopo ricostituzione conservare in FRIGORIFERO |
| ANALGESICI, ANTIPIRETTICI E ANTINFIAMMATORI | 7 | | PARACETAMOLO N02BE01 | cpr 1000 mg | | 12 | 24 | 36 | 0 | Solo per Navi passeggeri: Tabelle A: 1 flac., B : 1 flac., C : 3 flac. PARACETAMOLO sciroppo o gocce | |
| | 8 | | ACIDO ACETILSALICILICO N02BA01 | cpr 500 mg gastroresistenti | | 12 | 24 | 70 | 12 | 1-2 compresse ogni 6-8 ore a stomaco pieno. Da non usarsi in caso di gastrite, ulcera gastrica o duodenale, sanguinamento dell'apparato digerente | |
| | 9 | | NORAMIDOPIRINA (METAMIZOLO) N02BB02 | gtt (flaconi) | Trattamento sintomatico e di breve durata di: stati dolorosi acuti o cronici intensi, associati ad esempio a malattie reumatiche, cefalea, mal di denti, dolori | 1 | 2 | 10 | 0 | Adulti e ragazzi di 15 anni e oltre: 20-40 gocce fino a 4 volte al giorno. Bambini dai 5 ai 14 anni: 10-15 gocce fino a 4 volte al giorno. Lattanti oltre i 4 mesi e bambini fino ai 4 anni: 2-6 | |




| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|--|---|---|----|----|-----|----|---|--|
| | | | | | post-traumatici e post-operatori; dolori spastici acuti o cronici intensi, quali ad esempio quelli gastrointestinali, biliari, renali e delle basse vie urinarie; stati febbrili refrattari ad altri trattamenti (ad esempio, impacchi umidi freddi). | | | | | gocce fino a 4 volte al giorno. | |
| | 10 | | IBUPROFENE M01AE01 | cpr 400 mg | | 12 | 24 | 100 | 0 | | |
| | 11 | | DICLOFENAC SODICO M01AB05 | fl 3ml/75mg | | 5 | 5 | 10 | 0 | | |
| ANESTETICI LOCALI | 12 | | LIDOCAINA N01BB02 | 50 ml complessivi | | 0 | 0 | 1 | 0 | Anestetico locale da usarsi solo su indicazione medica | |
| ANTISPASTICI | 13 | | BUTILBROMURO DI JOSICINA Oppure FLOROGLUCINOLO/MEGLUCINOLO A03BB01N | discoidi 10 mg ----- cpr 80 + 80 mg | | 20 | 20 | 40 | 20 | In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 discoide ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore | |
| | 14 | | BUTILBROMURO DI JOSICINA Oppure FLOROGLUCINOLO/MEGLUCINOLO A03BB01N | supposte 10 mg ----- supposte 150+150 mg | | 0 | 0 | 20 | 0 | In caso di dolore viscerale tipo coliche: 1 supposta ripetibile dopo 2 ore e in seguito ripetibile ogni 6 - 8 ore | |
| GASTROPROTETTORI E ANTIACIDI | 15 | | OMEPRAZOLO o simili A02BA01 - A02BC01 A02BA03 - A02BC05 | cpr | | 0 | 50 | 100 | 0 | Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 compressa da 20 mg 2 volte al giorno 30 minuti prima | |




| | | | | | | | | | |
|-----------------|----|---|--|--|---|----|----|----|--|
| | 16 | OMEPRAZOLO o simili A02BA02 – A02BC01 A02BA04 – A02BC05 | fiale | | 0 | 10 | 20 | 0 | dell'assunzione di cibo Ulcera gastrica, ulcera duodenale, esofagite da reflusso 1 fiala intramuscolo in caso di bisogno da non somministrare senza consiglio medico |
| | 17 | SODIO ALGINATO + SODIO BICARBONATO | sospensione orale | | 0 | 24 | 24 | 0 | |
| ANTIASMATICI | 18 | A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04 | fiale 500 mcg | | 0 | 10 | 10 | 0 | |
| | 19 | A BASE DI BETA STIMOLANTI (SALMETEROLO o SALBUTAMOLO R03AC12 R03AK06 R03AC02 R03AK04 | aerosol pressurizzato | | 1 | 2 | 10 | 0 | |
| ANTITOSSE | 20 | DIIDROCODEINA RODANATO O similari | gtt 10,25mg/ml | | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| | 21 | LEVODROPROPIZINA | gtt 60mg/ml | | 0 | 2 | 3 | 0 | |
| ANTIBIOTICI | 22 | CLARITROMICINA J01FA09 | cpr 500 mg | | 0 | 24 | 60 | 0 | |
| | 23 | RIFAXIMINA | cpr 200mg | | 0 | 20 | 60 | 0 | |
| | 24 | CLARITROMICINA J01FA09 | sosp. ped. 125/100 ml | | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| | 25 | AMPICILLINA SULBACTAM J01CR01 | flaconi 1 g + 500 mg | | 0 | 6 | 36 | 0 | |
| | 26 | CEFTRIAXONE J01DD04 | flaconi im 1 g | | 0 | 15 | 30 | 0 | |
| | 27 | TETRACICLINA o DOXYCICLINA J01AA07 – J01AA02 | cpr 250 mg (Doxiciclina 40 o 100 mg) | | 0 | 16 | 80 | 0 | |
| | 28 | COTRIMOSSAZOLO + TRIMETROPIN J01EE01 | cpr 800 + 160 mg | | 0 | 20 | 80 | 0 | |
| | 29 | CIPROFLOXACINA | cpr 500 mg | | 0 | 24 | 60 | 12 | |
| | 30 | AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO | cpr 1000mg | | 0 | 24 | 60 | 0 | |
| | 31 | AMOXICILLINA ACIDO CLAVULANICO | sosp. ped. 70 ml | | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| | 32 | METRONIDAZOLO | cpr 400mg | | 0 | 24 | 60 | 0 | |
| ANTIPARASSITARI | 33 | MEBENDAZOLO | cpr 500mg | | 0 | 60 | 60 | 0 | |




| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----|--|---|--------------------------------|--|----|----|-----|---|--|-------------|
| ANTIDIABETICI E ANTAGONISTI | 34 | | INSULINA PRONTA A10AD01 | fl con almeno 400 UI / flacone | | 0 | 1 | 2 | 0 | Solo per navi con Medico di Bordo | FRIGORIFERO |
| | 35 | | METFORMINA A10BA02 | cpr 500 mg | | 0 | 30 | 60 | 0 | | |
| | 36 | | GLUCAGONE | fl 1 mg | | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| ANTIDIARROICI E REIDRATANTI | 37 | | A BASE DI LOPERAMIDE A07DA03 | cpr 2 mg | | 15 | 30 | 30 | 0 | | |
| ANTIEMETICI | 38 | | METOCLOPRAMIDE A03FA01 | cpr 10 mg | | 24 | 24 | 48 | 0 | | |
| | 39 | | METOCLOPRAMIDE A03FA01 | fl 10 mg /2 ml | | 5 | 10 | 20 | 0 | | |
| | 40 | | DOMPERIDONE A03FA03 | supp. bambini 30 mg | | 6 | 6 | 12 | 0 | | |
| ANTIEMORRAGICI | 41 | | A BASE DI ACIDO TRANEXAMICO B02AA02 | fl 500 mg | | 5 | 5 | 10 | 0 | | |
| EMOSTATICI UTERINI (**) | 42 | | METILERGOMETRINA G02AB01 | fl 0,2 mg / ml | | 3 | 6 | 12 | 0 | | |
| | 43 | | METILERGOMETRINA G02AB01 | cpr 125 mg | | 15 | 15 | 30 | 0 | | |
| ANTIMALARICI | 44 | | MEFLOCHINA P01BC02 | cpr 250 mg | | 0 | 0 | 60 | 0 | | |
| | 45 | | EURATEMISIN | cpr 320/40 mg | | 0 | 20 | 30 | | | |
| | 46 | | ARTEMETHER/LUMEFANTRINE | cpr 80/480 mg | | 0 | 30 | 60 | | | |
| | 47 | | ATOVAQUONE/PROGUANIL | cpr 250mg/100mg | | 0 | 30 | 100 | | | |
| ANTIIPERTENSIVI E CORONARODILATORI | 48 | | NITROGLICERINA C01DA02 | cerotti transdermici | | 0 | 5 | 15 | 0 | Sostituibili con fiale 5 mg a discrezione del Medico di Bordo se imbarcato | |
| | 49 | | ATENOLOLO | cpr 50 mg | | 10 | 15 | 30 | | | |
| ANTIALLERGICI ANTISHOCK | 50 | | LEVOCETIRIZINA R06AE09 | cpr 5 mg | | 30 | 30 | 60 | 0 | | |
| | 51 | | A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02 | sciroppo flacone 100 ml | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 52 | | A BASE DI DESCLORFENIRAMINA MALEATO R06AB02 | tubo 25 gr.1% | | 1 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 53 | | METILPREDNISOLONE H02AB04 | cpr 4 mg | | 10 | 30 | 30 | 0 | | |
| | 54 | | IDROCORTISONE SUCCINATO D01442 H02AB09 | fl 1 gr. | | 2 | 4 | 10 | 0 | | |
| | 55 | | IDROCORTISONE ACETATO D07AA02 A07EA02 | crema 1% 30 gr. | | 1 | 2 | 3 | 0 | | |
| | 56 | | PREDNISOLONE A07EA01 | cpr 25 mg | | 10 | 30 | 30 | 0 | | |
| ANTISTAMINICI | 57 | | LEVOCETIRIZINA o similari | 10 mg | | 20 | 20 | 20 | 0 | | |




| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----|--|---|--------------------------------------|-------------|----|----|----|---|---|-------------|
| CARDIOTONICI E ANTIARITMICI | 58 | | ADRENALINA 1/1.000 C01CA24 | fl 0,5 mg | | 0 | 6 | 24 | 0 | Solo navi con Medico di Bordo. Uso endovenoso solo da parte del medico a diversa concentrazione | FRIGORIFERO |
| | 59 | | ADRENALINA C01CA24 | iniettore 330 mcg | | 0 | 4 | 4 | 0 | | |
| DECONTRATTURANTI | 60 | | TIOCOLCHICOSIDE M02AX10 | fl 4mg/2ml | | 5 | 5 | 10 | 0 | | |
| | 61 | | CEROTTI TERMICI | | | 5 | 10 | 20 | 0 | | |
| DIURETICI | 62 | | FUROSEMIDE C03CA01 | fiale 20 mg/2 ml | | 1 | 5 | 10 | 0 | | |
| | 63 | | FUROSEMIDE C03CA01 | cpr 25 mg | | 0 | 30 | 60 | 0 | | |
| | 64 | | ACETAZOLAMIDE S01EC01 | cpr 250 mg | | 0 | 12 | 24 | 0 | | |
| LASSATIVI | 65 | | LATTULOSIO | sciroppo 100ml | | 0 | 10 | 10 | 0 | | |
| SEDATIVI E NEUROLETICI | 66 | | DIAZEPAM N05BA01 | cpr 5 mg | | 0 | 20 | 40 | 0 | | |
| | 67 | | DIAZEPAM N05BA01 | gtt 5 mg / ml (flaconi) | | 1 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 68 | | DIAZEPAM o MIDAZOLAM o LORAZEPAM N05BA01 N05CD08 N05BA06 | fl 10 mg / 5 mg | | 3 | 6 | 15 | 0 | | |
| | 69 | | ALOPERIDOLO N05AD01 | fl im 2 mg/2ml | | 0 | 5 | 5 | 0 | | |
| | 70 | | ALOPERIDOLO N05AD01 | gtt 2 mg/ml | | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
| ANTICHINETOSI | 71 | | BETAISTINA DICLORIDRATO o simili | cpr 16 mg | | 40 | 40 | 40 | 0 | | |
| | 72 | | CEROTTI TRANSDERMICI DI SCOPOLAMINA | | | 5 | 10 | 15 | 0 | | |
| SOLUZIONI IDRATANTI | 73 | | SOLUZIONE GLUCOSATA 5% 500 ml B05BA03 | sacche complete di set per infusione | | 0 | 3 | 20 | 0 | | |
| | 74 | | SOLUZIONE FISIOLGICA (NaCl 0,9%) B05BB01 | sacche complete di set per infusione | | 0 | 3 | 4 | 0 | | |
| ALCALINIZZANTI | 75 | | SODIO BICARBONATO 8,4 % B05BB01 | fiale 100 ml | | 0 | 5 | 10 | 0 | | |
| IMMUNOGLOBULINE | 76 | | IMMUNOGLOBULINE ANTITETANO J06BB02 | fl 500 UI siringhe pronte | FRIGORIFERO | 0 | 1 | 5 | 0 | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---|----|--|--|--|--|---|---|----|---|--|--|
| MEDICINALI PER USO ESTERNO | 77 | | COLLIRIO ANESTETICO | flaconi | | 1 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 78 | | OSSIBUPROCAINA IDROCLORURO GOCCE S01HA02 | flacone 4mg/ml | | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| | 79 | | COLLIRIO ANTISETTICO CON CORTISONE | | | 0 | 0 | 2 | 0 | | |
| | 80 | | EPARINA + TOCOFEROLO (collirio) S01XA14 | flacone 25.000UI/5ml | | 0 | 1 | 2 | 0 | | IRRITAZIONI, CONTUSIONI OCULARI |
| | 81 | | COLLIRIO ATROPINA S01FA01 | | | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | 82 | | COLLIRIO PILOCARPINA S01EB01 | flaconi | | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | 83 | | COLLUTORIO | flaconi | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 84 | | GOCCE ODONTALGICHE | | | 2 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 85 | | ANTIBIOTICO PER USO OTOLOGICO | flaconi | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 86 | | LOZIONE ANTIPARASSITARIA | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 87 | | POMATA ANTIBIOTICA | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 88 | | POMATA ANTIEMORROIDARIA | | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 89 | | POMATA ANTIMICOTICA | | | 0 | 0 | 3 | 0 | | |
| | 90 | | POMATA ANTIUSTIONE | | | 1 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 91 | | CALCIO GLUCONATO D11AX03 | gel 2% tubo (25g) | | 0 | 0 | 2 | 0 | | OBBLIGATORIO PER NAVI CHE TRASPORTANO MATERIALE PERICOLOSO |
| | 92 | | POMATA URETRALE | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 93 | | POMATA OFTALMICA ANTIBIOTICA | | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 94 | | POMATA ANTINFIAMMATORIA NON STEROIDEA PER USO TOPICO M02AA | | | 1 | 1 | 0 | 0 | | |
| ANTISETTICI DISINFETTANTI BIOCIDI | 95 | | IPOCLORITO DI SODIO D08AX07 | soluzione al 1,15% flacone da 250 ml | Conservare in recipienti opachi a meno di 30°C | 2 | 5 | 10 | 0 | Disinfezione e pulizia della cute lesa. Disinfezione della mucosa vaginale. Applicazioni locali senza diluizioni | |




| | | | | | | | | | | | |
|--|-----|--|---------------------------|---------------------------------------|---|---|----|----|---|--|--|
| | | | | | | | | | | fino a 6 volte a giorno | |
| | 96 | | BENZALCONIO CLORURO S01AX | soluzione acquosa 2% flacone da 1 l | Sciacquare gli strumenti in modo sterile prima dell'uso | 3 | 10 | 15 | 0 | Disinfezione di strumenti puliti con 2 minuti di contatto decontaminazione di strumenti prima della pulizia e sterilizzazione 20-30 minuti di contatto | |
| | 97 | | IODOPOVIDONE D08AG02 | soluzione al 10% flacone da 500 ml | Antisepsi: soluzioni al 7,5% per lavaggio antisettico e chirurgico delle mani, tempo di applicazione 2'-5', soluzioni al 5% per antisepsi preoperatoria su cute integra; antisepsi mucose e cute lesa. Disinfezione ambientale: trattamento di superfici e oggetti nelle aree | 1 | 2 | 3 | 0 | Incompatibilità con acetone e acqua ossigenata. Non deve essere utilizzato sui neonati | |
| | 98 | | CLOREXIDINA A01AB03 | Soluzione allo 0,5% flacone da 500 ml | Conservare in recipienti opachi ben chiusi; le soluzioni pronte possono contaminarsi, devono essere utilizzate entro 7 giorni | 1 | 3 | 5 | 1 | Disinfezione e pulizia della cute anche lesa, preparazione del campo operatorio e antisepsi delle mani disinfezione di strumenti sanitari | |
| | 99 | | ACQUA OSSIGENATA D08AX01 | 10 % vol flacone 250 cc | Perde di efficacia rapidamente. Al riparo dalla luce | 1 | 5 | 5 | 1 | Disinfezione piccole lesioni cutanee | |
| | 100 | | PINZA STANDARD CHIRURGICA | | | 0 | 1 | 3 | 0 | | |




| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|-----|--|--|-------------|--|----|----|----|---|--|--|
| KIT PER MEDICAZIONE E CHIRURGIA | 101 | | FORBICE MAYO | | | 0 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 102 | | PINZA MOSQUITO | | | 0 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 103 | | TELINO | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 104 | | PINZA ADSON CHIRURGICA | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 105 | | PALLONE AUTOESPANSIBILE DI AMBU ADULTO | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | |
| | 106 | | CANNULA DI GUEDEL ADULTO | misura 3 | | 1 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 107 | | CANNULA DI GUEDEL ADULTO | misura 2 | | 1 | 1 | 3 | 0 | | |
| | 108 | | CANNULA DI GUEDEL PEDIATRICO | misura 0 | | 1 | 1 | 2 | 0 | Solo per navi che imbarcano passeggeri | |
| | 109 | | MASCHERA AMBU ADULTO | | | 1 | 1 | 3 | 1 | | |
| | 110 | | MASCHERA AMBU BAMBINO | | | 1 | 1 | 2 | 1 | Solo per navi che imbarcano passeggeri | |
| | 111 | | PULSOSSIMETRO (SATURIMETRO) PORTATILE DA DITO | | | 5 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 112 | | ABBASSALINGUA MONOUSO | | | 0 | 10 | 30 | 0 | | |
| | 113 | | AGOCANNULA | 16 G | | 0 | 10 | 20 | 0 | Solo navi con personale sanitario | |
| | 114 | | AGOCANNULA | 18 G | | 0 | 10 | 20 | 0 | Solo navi con personale sanitario | |
| | 115 | | AGOCANNULA | 20 G | | 0 | 10 | 20 | 0 | Solo navi con personale sanitario | |
| | 116 | | AGOCANNULA | 22 G | | 0 | 5 | 10 | 0 | Solo navi con personale sanitario | |
| | 117 | | AGOCANNULA | 24 G | | 0 | 5 | 10 | 0 | Solo navi con personale sanitario | |
| | 118 | | SIRINGA STERILE | 2,5 ml 22 G | | 0 | 5 | 20 | 0 | | |
| | 119 | | SIRINGA STERILE | 5 ml 22 G | | 0 | 10 | 30 | 0 | | |
| | 120 | | SIRINGA STERILE | 10 ml 21 G | | 10 | 20 | 50 | 0 | | |
| | 121 | | LACCIO EMOSTATICO | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | |




| | | | | | | | | | | |
|--|-----|---|-----------------------------|--|----|----|----|----|--|--|
| | 122 | LACCIO EMOSTATICO DI ESMARK o TORNIQUETTE | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | |
| | 123 | STRISCE DETERMINAZIONE GLICEMIA | confezioni | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| | 124 | APPARECCHIO DETERMINAZIONE GLICEMIA | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 125 | LANCETTA PUNGIDITO STERILI | | | 0 | 10 | 30 | 0 | | |
| | 126 | STRISCE REATTIVE MULTIPARAMETRICHE URINE | | | 0 | 20 | 50 | 0 | | |
| | 127 | SIRINGHE DA INSULINA | 100 UI / ml | | 0 | 10 | 20 | 0 | | |
| | 128 | ASPIRATORE SECRETI | set cannula media mini pool | | 0 | 1 | 2 | 0 | Elettrico, manuale, o a pedale | |
| | 129 | ASSORBENTI IGIENICI | | | 0 | 5 | 10 | 0 | | |
| | 130 | BACINELLE RENIFORMI | | | 0 | 3 | 5 | 0 | | |
| | 131 | BARELLA A CUCCHIAIO CON CINTURE DI SICUREZZA o TAVOLA SPINALE con RAGNO e FERMACAPO | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 132 | BARELLA A CANOA | | | 0 | 1 | 2 | 0 | Per la Tabella C una sostituibile con barella semirigida o con telo | |
| | 133 | BENDA GARZA T 12/8 ORLATA | h 10 cm | | 10 | 30 | 50 | 10 | | |
| | 134 | BENDE OCULARI NON STERILI | | | 0 | 3 | 5 | 0 | | |
| | 135 | BISTURI MONOUSO | lama 11 | | 0 | 5 | 10 | 0 | | |
| | 136 | BISTURI MONOUSO | lama 20 | | 0 | 5 | 10 | 0 | | |
| | 137 | RASOI MONOUSO PER TRICOTOMIA | | | 0 | 2 | 5 | 0 | | |
| | 138 | BOMBOLE OSSIGENO L 7 - 10 | | | 0 | 1 | 2 | 0 | Da triplicare su navi petroliere o imbarcanti carichi e merci pericolose | |
| | 139 | BOMBOLE OSSIGENO max 5 L | portatile | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 140 | BORSA FREDDO ISTANTANEA | | | 2 | 2 | 5 | 1 | | |
| | 141 | BORSA CALDO ISTANTANEA | | | 1 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 142 | CAMICE CHIRURGICO STERILE | XL | | 0 | 1 | 4 | 0 | | |
| | 143 | CAMICE CHIRURGICO STERILE | XXXL | | 0 | 1 | 3 | 0 | | |




| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|--|--|-----|----|-----|---|--|--|
| 144 | | CAMICE | XXL | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 145 | | DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO ESTERNO | con placche adulti + placche pediatriche | | 0 | 1 | 1 | 0 | Solo se presente Medico di Bordo o, a discrezione dell'armatore, un infermiere formato o personale laico qualificato "esecutore BLS-D" | |
| 146 | | CARTELLINI PER TRIAGE | | | 0 | 20 | 100 | 0 | In numero comunque non superiore alle persone imbarcabili | |
| 147 | | CATETERE VESCICALE FOLEY | pediatrico | | 0 | 1 | 5 | 0 | (*) Solo per navi che imbarcano passeggeri | |
| 148 | | CATETERE VESCICALE FOLEY | ch 16 | | 0 | 2 | 5 | 0 | | |
| 149 | | CATETERE VESCICALE FOLEY | ch 18 | | 0 | 2 | 5 | 0 | | |
| 150 | | FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO | 000 | | 0 | 3 | 10 | 0 | | |
| 151 | | FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO | 0 | | 0 | 3 | 10 | 0 | | |
| 152 | | FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO | 1 | | 0 | 3 | 10 | 0 | | |
| 153 | | FILO DA SUTURA RIASSORBIBILE CON AGO | 2 | | 0 | 3 | 10 | 0 | | |
| 154 | | CEROTTI TELATI | cm 10 | | 5 | 20 | 30 | 2 | | |
| 155 | | COLLARE CERVICALE REGOLABILE | | | 0 | 1 | 5 | 0 | | |
| 156 | | COPERTA ISOTERMICA | | | (*) | 3 | 10 | 0 | (*) Solo per navi che imbarcano passeggeri | |
| 157 | | COTONE IDROFILO | gr 500 | | 2 | 6 | 10 | 2 | Possibili ulteriori frammentazioni | |
| 158 | | FILI DI SETA CON AGO | 00 | | 0 | 5 | 10 | 0 | | |
| 159 | | FILI DI SETA CON AGO | 0000 | | 0 | 5 | 10 | 0 | | |
| 160 | | STERI-STRIP STERILE | 6mm X 3,8 cm | | 5 | 15 | 30 | 5 | | |
| 161 | | FORBICE PER TAGLIO ABITI | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | |



| | | | | | | | | | | |
|-----|--|---|----------------------|--|-------|-----|-----|----|--|--|
| 162 | | FORBICE LEVAFILI | | | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
| 163 | | PINZA PORTA AGHI | | | 0 | 2 | 3 | 0 | | |
| 164 | | GARZA STERILE T 12/8 16 STRATI | cm 18 x 40 | | 10 | 50 | 200 | 5 | | |
| 165 | | GARZE NON STERILI | cm 20 x 20 o 10 x 10 | | 10 | 50 | Kg5 | 5 | | |
| 166 | | GUANTI LATEX FREE non sterili | L | | 10 | 100 | 500 | 1 | | |
| 167 | | GUANTI LATEX FREE non sterili | M | | 20 | 50 | 500 | 10 | | |
| 168 | | GUANTI STERILI | misura 7,5 | | 0 | 10 | 30 | 0 | | |
| 169 | | GUANTI STERILI | misura 8,5 | | 0 | 10 | 50 | 0 | | |
| 170 | | IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO | L | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| 171 | | IMMOBILIZZATORE SPALLA - BRACCIO | XL | | 0 | 1 | 2 | 0 | | |
| 172 | | MAGLIA TUBOLARE | cm 8 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 173 | | MAGLIA TUBOLARE | cm 10 | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 174 | | LENZUOLO IN TELA MONOUSO | | | 0 | 3 | 10 | 0 | | |
| 175 | | MAGNETE PER ESTRAZIONE CORPI ESTRANEI FERROSI | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| 176 | | MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE | adulti | | 0 | 3 | 3 | 0 | | |
| 177 | | MASCHERE OSSIGENOTERAPIA + DILUITORE | pediatriche | | 0 | 2 | 2 | 0 | (*) solo per navi che imbarcano passeggeri | |
| 178 | | MASCHERINE CHIRURGICHE MONOUSO | | | 10 | 100 | 100 | 0 | | |
| 179 | | MASCHERINE ANTIBATTERICHE FFP3 | | | 0 | 10 | 30 | 0 | | |
| 180 | | PADELLA | | | 0 | 1 | 3 | 0 | | |
| 181 | | PANNOLONI RETTANGOLARI PER INCONTINENTI | | | 0 | 5 | 20 | 0 | | |
| 182 | | PAPPAGALLO | | | 0 | 2 | 3 | 0 | | |
| 183 | | SATURIMETRO | | | 1 (*) | 1 | 2 | 0 | | |



| | | | | | | | | | | | |
|-------------|-----|--|--|-----------------------|--|----|---|---|---|--|--|
| | 184 | | SCATOLA PORTARIFIUTI A RISCHIO TAGLIENTI | | | 1 | 2 | 5 | 1 | | |
| | 185 | | SFIGMOMANOMETRO | | | 1 | 2 | 3 | 1 | | |
| | 186 | | FONENDOSCOPIO | | | 1 | 2 | 5 | 1 | | |
| | 187 | | SONDINO NASO GASTRICO | | | 0 | 2 | 3 | 0 | | |
| | 188 | | SONDINO NASO GASTRICO | | | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 189 | | SONDINO NASO GASTRICO | | | 0 | 2 | 2 | 0 | | |
| | 190 | | STECCHES o PRESIDI PER IMMOBILIZZAZIONE | | | 2 | 3 | 5 | 1 | | |
| | 191 | | STECCHES METALLICHE PER DITA | cm 45 – 55 flessibili | | 0 | 2 | 5 | 0 | | |
| | 192 | | TERMOMETRO CLINICO | | | 1 | 3 | 5 | 0 | | |
| | 193 | | TORCIA ELETTRICA DA TASCHINO | | | 0 | 2 | 3 | 0 | | |
| | 194 | | MANUALE DI PRONTO SOCCORSO in lingua italiana e "INTERNATIONAL MEDICAL GUIDE FOR SHIPS" edito da WHO | | | 1 | 1 | 1 | 1 | Sono validi anche i Manuali di Pronto Soccorso in lingua italiana predisposti dal CIRM, o dal Servizio Sanitario dell'Armatore o della Compagnia | |
| | 195 | | DOCCIA PER ARTO INFERIORE | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 196 | | DOCCIA PER ARTO SUPERIORE | | | 0 | 1 | 1 | 0 | | |
| | 197 | | KIT CRICOTOMIA | | | 0 | 0 | 1 | 0 | | |
| | 198 | | TEST RAPIDO PER LA MALARIA | | | 3 | 3 | 0 | 0 | Il trasporto dipende dalla zona operativa | |
| INSETTICIDI | 199 | | INSETTICIDI LIQUIDI | | | ++ | 0 | 0 | 0 | Conformi al regolamento (UE) 2012/528. | |
| | 200 | | INSETTICIDI IN POLVERE | | | ++ | 0 | 0 | 0 | | |



| | | | | | | | | | | | |
|---|-----|--|------------------------------------|--|--|-----|---|---|---|--|--|
| COMPOSTI PER DISINFETTARE L'ACQUA | 201 | | IPOCLORITO DI SODIO (SOLUZIONE) | | | +++ | 0 | 0 | 0 | | |
|---|-----|--|------------------------------------|--|--|-----|---|---|---|--|--|

(*) Solo per navi che imbarcano passeggeri

(**) Per le unità da pesca solo qualora imbarcato personale di genere femminile

(H) solo se previsto Medico di Bordo

(++) Quantitativo e/o tipologia in base al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della nave

(+++) Si rimanda alle indicazioni del produttore, tra quelli autorizzati alla produzione e all'immissione in commercio in Italia

Abbreviazioni: cpr = compresse; fl = fiale; gtt = gocce

